

Avec CryoSlim™, faites disparaître vos amas graisseux sans chirurgie

La cryolipolyse est une technique d'amin-cissement non invasive révolutionnaire, qui traite les surcharges graisseuses localisées grâce au froid.

Cette alternative à la liposuction permet de retrouver une silhouette harmonieuse.

Elle est particulièrement indiquée pour les bourrelets persistants malgré le sport ou une alimentation équilibrée.

Les zones visées sont les suivantes :

- Ventre
- Hanches ou poignées d'amour
- Fesses et cuisses de cheval
- Plis du dos
- Cou, double menton
- Bras, genoux ...

Grâce à 2 pièces à main réfrigérantes appelées cryodes, le CryoSlim™ "aspire" le pli adipeux de manière progressive afin de le refroidir à l'aide de 4 plaques réfrigérées (plaques Peltier). L'aspiration ainsi que le froid sont maintenus et contrôlés durant tout le traitement, soit plus d'une heure.

L'induction de froid de manière prolongée, principe de la cryolipolyse, permet de cristalliser les acides gras saturés contenus dans les adipocytes (= cellules graisseuses). Il en résulte une mort programmée de la cellule appelée «apoptose» qui engendre l'élimination progressive et naturelle par l'organisme des cellules lésées sans altérer les tissus environnants.

Il en résulte après 5 à 8 semaines, une réduction du pli adipeux ainsi que de la circonférence.



### Pour en savoir plus

Votre spécialiste est votre meilleur conseil. Il pourra, à votre demande, répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.

Centre laser HTM  
02 51 77 19 10

### Pour plus d'informations

[www.center-laser.com](http://www.center-laser.com)

Le présent document a été rédigé pour vous donner une première information sur la cryolipolyse CryoSlim™. Chaque dossier médical étant unique, ce document peut vous aider à en discuter avec votre spécialiste.

CryoSlim™ est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par BIP Electronique. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

# CryoSlim™

Faites fondre vos bourrelets disgracieux grâce à la cryolipolyse



Pour une silhouette remodelée



Résultats cliniques

Ventre



avant



2 mois après le traitement  
(2 cryodes)



avant



3 mois après le traitement  
(2 cryodes)

Ventre

Pourquoi CryoSlim™ ?

Perte de centimètres


Fonte localisée de la graisse

Remodelage des courbes

Toute zone adipeuse

Sans effets secondaires

Sans douleur



avant



6 semaines après  
le traitement (4 cryodes)

Poignées d'amour et dos

CryoSlim™ s'adresse à des personnes en bonne santé dont l'indice de masse corporelle est compris entre 20 et 30 et qui souhaitent réduire le volume graisseux dans des zones localisées. Il est utilisable sur tous les types de peau de la plus claire à la plus foncée.

